


## **Using the AC power adapter**

You may also operate this monitor using an AC adapter. Use only the included AC adapter to avoid damaging the unit.

- a) Ensure that the AC adapter and cable are not damaged.
- b) Plug the adapter cable into the AC adapter port on the right side of monitor.
- c) Plug the AC adapter into a 110 V power socket (U.S. or Canada).
- d) Test that power is available by switching the screen lock located on the right side of the monitor off and on. The screen display will be visible after pressing START/STOP if the power is available.




### **Note:**

- No power is taken from the batteries while the AC adapter is connected to the instrument.
- If the power is interrupted during a measurement (e.g., by removal of the adapter from the wall socket), the instrument must be reset by removing the plug from the instrument.

## **Utilización del adaptador de corriente alterna (AC)**

Usted también puede utilizar este monitor con un adaptador de corriente alterna. Para evitar daños a la unidad, utilice únicamente el adaptador incluido.

- a) Asegúrese que tanto el cable como el adaptador no se encuentren dañados.
- b) Conecte el cable del adaptador al portal AC en el lado derecho de la unidad.
- c) Enchufe el adaptador AC a una toma de 110 V de potencia (US o Canadá).
- d) Para probar de que la corriente está disponible, deslice el botón de activación de posición bloqueado a desbloqueado. La pantalla será visible después de pulsar el botón de Encendio/Apagado si la corriente está disponible.



### **Nota:**

- Las baterías no se consumen cuando un adaptador esta conectado a la unidad.
- Si la alimentación se interrumpe durante una medición (ej., por eliminación del adaptador de la toma pared), el instrumento debe ser desactivado por la eliminación de la clavija del instrumento.